

Perfect Clean – Stație de Curățare, Deumidificare și Dezinfectare UV-C

Acesta este un **dispozitiv dedicat curățării, uscării și dezinfectării cu ajutorul radiației UV-C** — în principal pentru aparate auditive, dar similar cu alte sterilizatoare UV pentru obiecte mici.

Specificații tehnice principale

Caracteristică	Detalii
Tip dispozitiv	Stație de curățare + deumidificare + dezinfectare cu UV-C
Dimensiuni interne (L×P×A)	~71 × 87 × 18 mm
Dimensiuni externe (L×P×A)	~106 × 122 × 68 mm
Greutate	~400 g
Lungimea de undă UV	253,7 nm (UV-C) – eficient în distrugerea bacteriilor și microbilor
Putere maximă	~8,5 W
Putere în standby	~0,04 W
Alimentare (intrare)	100-240 V AC, 50-60 Hz
Alimentare (ieșire)	5 V DC, 10 W (USB-Micro USB)
Temperatura de deumidificare	până la ~48 °C
Temperatura de funcționare	12 °C – 40 °C
Timp ciclu tipic	~60 minute (ciclu complet)

Ce face dispozitivul

- ✓ **Curăță și dezinfectează** — combina o curățare cu centrifugare (similar unei „mini-mașini de spălat” pentru aparate auditive) cu radiație **UV-C pentru sterilizare**.
 - ✓ **Deumidifică** — uscarea dispozitivelor cu aer cald ajută la prelungirea duratei de viață și performanței acestora.
 - ✓ **Reduce bacteriile** — lampă UV-C la ~253,7 nm, eficientă în reducerea microbilor fără substanțe chimice.
 - ✓ **Ciclu automat** — funcționează pe un program prestabilit (aprox. 60 min).
-

Utilizare și recomandări

Ideal pentru:

- **Aparate auditive** — igienizare completă după utilizare zilnică.
- Alte obiecte mici rezistente la umiditate și UV-C (verifi specificul producătorului).

Atenție: evita expunerea directă a ochilor sau pielii la radiația UV-C și urmează instrucțiunile de siguranță ale dispozitivului.

Cum funcționează

1. **Introdu obiectele** în zona de curățare/dezinfectare.
 2. **Pornește dispozitivul** — acesta va combina curățarea mecanică, deumidificarea și radiația UV-C.
 3. **Încheie ciclul** — obiectele vor fi igienizate, uscate și dezinfectate.
-